

● **BLAUPUNKT**

合格证

检验员: QC PASS

检验日期:

● **BLAUPUNKT**

User Manual

使用说明书



Enjoy it.

吉爱普发展有限公司 (商标持有人)
GIP Development Sarl (Trademark Holder)

制造商: 广东蓝宝智能科技有限公司
Manufacturer: Guangdong Lanbao Intelligent Technology co.,Ltd.

服务热线: 400 931 0636
Service Hotline: 400 9310636



地址: 中山市南头镇尚义路8号
Address: No.8shangyi Road,Nantou Town,Zhongshan City

膝盖按摩器
KNEE MASSAGER
BP-XG02

安全注意事项

1. 充电时不能使用,请在非充电状态下使用。
2. 请勿直接接触皮肤使用加热功能,以免烫伤。
3. 不用时,长按电源键关机。
4. 在使用过程中,如想停用,请先关掉电源。
5. 不宜在开车时使用本产品。
6. 不宜在睡觉时使用本产品。
7. 非专业人士请勿私自拆卸或者维修。
8. 如电源线损坏,请勿使用。
9. 当水或者其他液体进入本产品时,请勿使用。
10. 当产品出现异常时请勿使用。
11. 如有任何不适,请立即停止使用本产品。
12. 请勿将产品置于易燃易爆,与化学物质接触或者潮湿的地方。
13. 请勿使用尖锐的器械与本产品进行接触以免损坏该产品。

本产品内含锂电池,在废弃器具前,必须将电池从器具中取出,在取出电池时,必须将设备断电,根据地方法规处理电池。请在可能的情况下回收电池,不可将电池作为生活垃圾处理,根据处理此类物品的国家法律规定,电池不得丢入火中进行处理。

-  **警告** 错误操作会导致危险的相关内容
-  **注意** 错误操作会导致人身安全或财产损失

产品注意事项

1. 无线射频通信设备可能影响本产品使用。
2. 请勿将本产品与其他设备相邻或叠放使用。
3. 不可使用除专用附件以外的产品,否则可能导致辐射增加,抗扰度降低。
4. 器具有发热表面,对热不敏感的人使用时必须注意。

储存要求

请将本产品放置于儿童不能接触的地方,远离潮湿、高温、太阳直射及水溅。长时间不使用时应关闭电源并保持每隔两个月充电一次。

慎用人群

凡有以下情况者,须慎用或遵循医师指导下使用

1. 孕妇或者产后女性。
2. 患有骨骼疾病。
3. 皮肤过敏者(如:烫伤或者烧伤)。
4. 患有癌症患者。
5. 患有严重心脏病者与血压不正常者。
6. 癫痫病患者。
7. 身体有植入设备(例如:心脏起搏器)。
8. 患有骨质疏松者。

产品参数

产品名称	膝盖按摩仪		
产品型号	BP-XG02	额定电压	5V
额定功率	8W	电池容量	2600mAh

注:本产品为可充电产品,适配TYPE-C接口充电

按键说明



产品简介

产品特性

本公司生产的膝部按摩器,设计简约,操作方便。该产品结合人体工程力学和经络学原理研究设计,对膝部关节问题有良好的改善作用。

作用原理

通过对膝部进行或揉捏或远红外线按摩的方法有效改善滑膜骨刺、骨质增生、膝盖积液、半月损伤、风湿疼痛、膝盖劳累等问题。

功能特点

操作简单,使用方便。

操作包含温度、气压、震动按摩模式选择。

多种不同方式的工作模式,根据需求自主调节。

故障处理说明

如果产品不能正常工作,请检查是否发生如下情况。若我们提供的建议无法解决问题,请将产品返回经销商处进行维修。

01. 按摩器工作强度较弱或者完全感觉不到

原因:产品可能未启动;佩戴太松;电池电量不足。

解决办法:重新启动产品;佩戴更紧一点;充满电。

02. 按摩器无法开启

原因:电池电量是否用完?

解决办法:充电一段时间再启动。

使用环境

	使用环境	存储与运输
温度范围	0°C~40°C	-25°C~70°C
湿度范围	15%~90%RH	0%RH~90%RH
大气压	70KPA-106KPA	70 KPA -110KPA

废弃要求

产品失效后的电池的废弃方法请依照当地法规或环保规定进行处理。

使用方法

01.使用前,请检查按摩器是否可启动,如不能启动,请先将按摩仪用附带的充电线充电后再使用。

02.将按摩器魔术贴黏连部位分开,使产品全部展开。

03.将按摩器捆绑于膝部,应保证主机电源按键朝上,并调节适当的松紧程度。如需增加按摩力度,可以将延长带绑于上下两条绑带中间。注:产品可以隔着衣物进行使用。

04.长按电源键启动之后,蜂鸣器滴两声,产品进入启动状态,解屏灯同时点亮为●绿灯,单按电源键为解/锁屏,锁屏灯为●红灯。

05.启动状态下,单按“气压按摩”键,按顺序切换模式:轻揉按摩模式、推拿按摩模式、肘揉按摩模式。开启模式默认为轻柔模式,切换模式时,蜂鸣器滴一声。

06.启动状态下,单按“温度调节”键,产品的温度进行切换,依次为:40°C、45°C、50°C、55°C、60°C(显示屏上温度显示),切换加热温度时蜂鸣器滴一声。

07.启动状态下,单按“震动模式”键,按顺序切换模式:柔和按摩、舒缓按摩、强劲按摩。开启模式默认为柔和按摩。

08.启动之后,默认设定时间为30分钟,时间到达之后,蜂鸣器滴两声,关闭所有负载,进入关机状态。

09.在充电状态下,产品不工作。接入USB电源时,锁屏灯亮●绿灯并为呼吸闪烁状态,充满电之后绿灯常亮。

清洁保养

主机护理

应妥善保护好有触摸功能的主机显示屏,清洁主机请用软布擦拭。

产品布料区域

布料区域不支持水洗。需要清洁保养时,请用酒精杀菌除汗渍或用洁净湿毛巾擦拭。



环保说明

产品中有害物质的名称及含量						
有害 物质 部件 名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
布料	○	○	○	○	○	○
线路板(电子) 组件	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
硅橡胶	○	○	○	○	○	○
控制盒	×	○	○	○	○	○
包装	○	○	○	○	○	○

1、本产品满足《电器电子产品有害物质限制使用贮存和运输条件理方》要求。

2、在环保使用期限内,消费者在正常使用过程中不会出现有害物质泄漏、析出等影响消费者健康的问题,可以放心使用。

3、本公司产品环保使用期限为10年,只有在本说明书所述的正常情况下使用本产品时,“环保使用期限”才生效。



有害物质限制
使用标志

本表根据SJ/T11364的规定编制:

- 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
- ×

品质检验

本产品在出厂时已经过本公司严格的检测程序,请放心使用!

产品保修说明

为了让您更好的享受我公司的各项服务,请仔细阅读以下内容:本产品自销售之日起计保修期和“三包”有效期,在“三包”有效期内。正常状态下使用本产品而发生故障,可依据“三包”规定予以维修、更换、退货。在产品保修期内,享受无偿维修服务(随机附件:USB线等,不在保修范围内)。在保修期(含“三包”有效期内)内以下情况将实施有偿维修服务,同时不享受“三包”服务:

- (1)不能出示有效保修卡原件和有效发票。
- (2)购买产品日期、销售单位名称(盖章有效)等项目未能完整填写或涂改保修卡。
- (3)由于不可抗拒的自然灾害造成的故障、损伤。
- (4)在运输、搬运过程中造成的故障、损伤。
- (5)由于未能按照<产品使用指南>上所写的使用方法和注意事项操作而造成的人为故障。
- (6)未经本公司授权地产品进行的拆卸、维修、改装而造成的故障。

需要保修时请将机器与本保修卡(原件)及购机凭证(复印件)一起送往本公司售后中心,运输费由用户承担。如若运输途中产品损坏将不能享受国家《三包法》相关的“三包”服务条款。

产品保修卡

购其产品时,请以真填写此卡,并予妥善保管。

用户档案

用户姓名	
通讯地址	
联系电话	
购买地点	
购买日期	
销售单号	
品名及规格	
机身编号	
经销商签名	
用户签名	